

Anticuerpo Policlonal Anti-Amh Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P03971

Número de artículo: CM0024727



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AMH humano (factor inhibidor de Müller/MIS). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA, y reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para biología reproductiva y estudios del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-AMH
Observaciones/Alias	MIF; MIS; AMH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	268
GeneID	268
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-560 del AMH humano (NP_000470.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03971
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo