


Anticuerpo Monoclonal Anti-Amhr2 Para Wb, Elisa - Q16671

Número de artículo: CM0007799



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti AMHR2 humano (receptor de hormona anti-Mülleriana tipo 2), con alias AMHR/MRII/MISR2/MISRII. Validado para WB y ELISA. Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aa 50-150. Para investigación en biología reproductiva y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMHR2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	269
GeneID	269
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de AMHR2 humano (NP_065434.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16671
Peso Proteico	52kDa/63kDa
Envío	Bolsa de hielo