


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Amhr2 Para Wb, Elisa - Q16671

Número de artículo: CM0006529



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra AMHR2 humano (receptor tipo 2 de la hormona antimülleriana). Validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de TGF-beta, la determinación sexual y la biología reproductiva. Reconoce la proteína AMHR2 humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo AMHR2
Observaciones/Alias	AMHR; MR11; MISR2; MISR11; AMHR2
Especie	Humana
GeneID (humano)	269
GeneID	269
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-144 de AMHR2 humano (NP_065434.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q16671
Peso molecular de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo