


Anticuerpo Policlonal Anti-Amot Para Wb, Elisa - Q4Vcs5

Número de artículo: CM0020032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la angiomotina humana (AMOT), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para estudios de uniones estrechas y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMOT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMOT; angiomotina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	154796
GeneID	154796
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1000-1084 de la AMOT humana (NP_001106962.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q4VCS5
Peso de la proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo