


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Amot Para Wb, Elisa - Q4Vcs5

Número de artículo: CM0025415



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AMOT (angiomotina) humana para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación de uniones estrechas, migración de células endoteliales y señalización Hippo. Reacciona cruzadamente con rata. SWISS: Q4VCS5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMOT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMOT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	154796
GeneID	154796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de AMOT humana (NP_573572.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q4VCS5
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo