

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Amotl1 Para Wb Y Elisa - Q8ly63

Número de artículo: CM0024599

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína AMOTL1 humana (proteína similar a angiomotina 1) validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización Wnt y uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-AMOTL1
Observaciones/Alias	JEAP; AMOTL1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	154810
ID del Gen	154810
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 810-900 de AMOTL1 humano (NP_570899.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8LY63
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo