

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Amotl2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2J4

Número de artículo: CM0021677

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AMOTL2, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína 2 similar a la angiomotina humana y de ratón, un regulador de la arquitectura de la actina, las uniones celulares y las vías de señalización Hippo/Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMOTL2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	LCCP; AMOTL2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	51421
ID del gen	51421
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 638-837 de AMOTL2 humana (NP_001265612.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	Q9Y2J4
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo