

Anticuerpo Policlonal Anti-Ampd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23109

Número de artículo: CM0024972

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AMPD1 humana (AMP desaminasa 1), validado en WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata; evalúa la enzima del metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMPD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAD; MADA; MMDD; AMPD1
Especie	Humano
GenelD (humano)	270
GenelD	270
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-260 de la AMPD1 humana (NP_001166097.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23109
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo