


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Amph Para Wb, If/Icc, Elisa - P49418

Número de artículo: CM0029157



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-AMPH validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta anfifisina (~76 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en exocitosis, vesículas sinápticas y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo AMPH
Observaciones/Alias	AMPH1; AMPH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	273
GeneID	273
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49418
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo