


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Anfiregulina (Areg) Para If/Icc, Elisa - P15514

Número de artículo: CM0014453



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la anfiregulina humana (AREG), validado para IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Peso molecular de la diana: ~28 kDa. Ideal para estudiar la señalización de ligandos de EGFR y el crecimiento celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-AREG                                                                                                           |
| Observaciones/alias | AR; SDGF; AREGB; CRDGF; AREG                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 374                                                                                                                               |
| GeneID              | 374                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-252 de AREG humano (NP_001648.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                             |
| SWISS               | P15514                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 28 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |