


Anticuerpo Monoclonal Anti-Anfiregulina Para Wb, Elisa - P15514

Número de artículo: CM0011546



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de anfiregulina humana validado para WB y ELISA. Reconoce la anfiregulina (AREG) humana y de rata, un ligando del receptor EGFR. Ideal para la investigación de factores de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anfiregulina Ratón mAb
Observaciones/Alias	AR; SDGF; AREGB; CRDGF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	374
GeneID	374
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-252 de la anfiregulina humana (NP_001648.1).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15514
Peso Proteico	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo