

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Ampk Alfa 1/2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Número de artículo: CM0012109



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra las subunidades catalíticas alfa-1 (PRKAA1) y alfa-2 (PRKAA2) de AMPK humana. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo, la autofagia y el cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | AMPK alfa 1/2 Rabbit mAb                                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias           | AMPK; AMPKa1; AMPK alfa 1; AMPK alfa 2; AMPKa2;                                                                                                                |
| Especie                       | Humana                                                                                                                                                         |
| ID del gen (humano)           | 5562/5563                                                                                                                                                      |
| ID del gen                    | 5562/5563                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 13-300 de AMPK alfa 1 humana (NP_006242.5). |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                                                         |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                       |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada           | Humana, ratón, rata                                                                                                                                            |
| SWISS                         | Q13131/P54646                                                                                                                                                  |
| Peso molecular de la proteína | 64 kDa                                                                                                                                                         |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                                 |