

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ampk α 1 Para Wb, Elisa - Q13131

Número de artículo: CM0019051



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a AMPK α 1 (PRKAA1), validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada en ratón. AMPK α 1 es un sensor central de energía que regula el metabolismo, la autofagia y la transcripción, ideal para aplicaciones de investigación y diagnósticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMPK α 1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; AMPK α 1
ID Gen (Humano)	5562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de AMPK α 1 humano (NP_006242.5).
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q13131
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo