

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ampka1/Ampka2 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q13131 / P54646

Número de artículo: CM0014971



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra las subunidades catalíticas alfa-1 y alfa-2 de AMPK, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-AMPKa1/AMPKa2
Observaciones/Alias	AMPKa1/AMPKa2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 13-300 de PRKAA1/PRKAA2 humano (NP_006242.5)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13131/P54646
Peso de la proteína	64 kDa/65 kDa/62 kDa
Envío	Bolsa de hielo