


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ampk α 2 Para La Investigación Del Metabolismo Energético - P54646

Número de artículo: CM0015393



Introducción

AMPK α 2 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano y rata. Ideal para estudios sobre la señalización de AMPK, autofagia y enfermedades metabólicas. - P54646.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMPK α 2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Especie	Humano
GeneID	5563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 270-343 de PRKAA2 humano (NP_006243.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P54646
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo