


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ampk α 2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Número de artículo: CM0013880



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado contra AMPK α 2 humana, la subunidad catalítica de la quinasa sensora de energía AMPK. Diseñado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMPK α 2 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Especie	Humana
GeneID (humano)	5563
GeneID	5563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-343 de la AMPK α 2 humana (NP_006243.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P54646
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo