


Anticuerpo Policlonal Anti-Ampkβ1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y478

Número de artículo: CM0025442



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AMPKβ1 para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata; detecta AMPKβ1 endógena a aproximadamente 30kDa. Adecuado para la investigación del metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMPKβ1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMPK; HAMPKb; AMPKβ1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5564
ID de Gen	5564
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de AMPKβ1 humana (NP_006244.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y478
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo