


Anticuerpo Policlonal Anti-Ampk β 1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9Y478

Número de artículo: CM0013579



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad AMPK β 1 (PRKAB1), validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Detecta AMPK β 1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del metabolismo energético, la señalización de AMPK y las enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	[Validado por KO] AMPK β 1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMPK; HAMPKb; β 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5564
GeneID	5564
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 del AMPK β 1 humano (NP_006244.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y478
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo