


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ampkβ1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y478

Número de artículo: CM0012341



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a AMPKβ1 (PRKAB1) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta AMPKβ1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre metabolismo energético y señalización de AMPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMPKβ1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AMPK; HAMPKb; AMPKβ1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5564
GeneID	5564
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y478
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo