

Anticuerpo Policlonal Anti-Amt Para Wb, If/Icc, Elisa - P48728

Número de artículo: CM0030822



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AMT humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce AMT humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios del sistema de escisión de glicina y de la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCE; NKH; GCST; GCVT; AMT
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	275
ID de Gen	275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 107-386 del AMT humano (NP_001158184.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48728
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo