

Anticuerpo Policlonal Anti-Amy1A Para Wb, Elisa - P04745

Número de artículo: CM0014071

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AMY1A validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Diseñado para la detección de la alfa-amilasa humana en entornos diagnósticos y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMY1A pAb de conejo
Observaciones/Alias	AMY1; AMY1A
Especie	Humana
GenelD (humano)	276
GenelD	276
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-200 de AMY1A humana (NP_004029.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P04745
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo