

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Amy1A Para Wb, Elisa - P04745

Número de artículo: CM0026552

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo AMY1A validado para WB y ELISA. Detecta AMY1A humano, de ratón y de rata (predicho 57 kDa). Adecuado para la investigación del metabolismo de carbohidratos y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMY1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMY1; AMY1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	276
GeneID	276
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-200 de AMY1A humana (NP_004029.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04745
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo