


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Amy2A Para Wb, If-P, Elisa - P04746

Número de artículo: CM0025677



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a AMY2A humana (alfa-amilasa pancreática). Validado para WB, IF-P y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo de hidratos de carbono y enzimas digestivas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AMY2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PA; AMY2; AMY2A
Especie	Humana
GeneID (Humana)	279
GeneID	279
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-511 de la AMY2A humana (NP_000690.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P04746
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo