

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Amylin/Dap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10997

Número de artículo: CM0007301



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Amylin/DAP (IAPP) humano. Adecuado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de enfermedades metabólicas y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Amylin/DAP Conejo mAb
Observaciones/Alias	DAP; IAP; Amylin/DAP
Especie	Humano
ID de Gen	3375 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-70 del Amylin/DAP humano (NP_000406.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10997
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo