


Anticuerpo Policlonal Anti-Anapc11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nyg5

Número de artículo: CM0013242



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ANAPC11 validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ANAPC11 humano y de ratón (APC11, 10 kDa, Q9NYG5). Ideal para estudios del ciclo celular y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANAPC11 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	APC11; Apc11p; HSPC214; ANAPC11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51529
GeneID	51529
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-84 del ANAPC11 humano (NP_001002245.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NYG5
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo