


Anticuerpo Policlonal Anti-Anapc5 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ujx4

Número de artículo: CM0030183



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra ANAPC5, adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Detecta ANAPC5 humano, de ratón y de rata, una subunidad clave del complejo promotor de la anafase.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] ANAPC5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	APC5; C5
Especie	Humano
GeneID (humano)	51433
GeneID	51433
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJX4
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo