


Anticuerpo Policlonal Anti-Anapc7 Para Wb, Elisa - Q9Ujx3

Número de artículo: CM0022931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ANAPC7 humana (subunidad APC7, APC/C). Adecuado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con humanos y ratones. Para uso en estudios de ciclo celular y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ANAPC7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APC7; FERBON; ANAPC7
Especie	Humano
GeneID	51434
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de la ANAPC7 humana (NP_057322.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UJX3
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo