


Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor De Andr6genos Para Wb, Ip, Ihc-P, Mihc, If-P, Elisa - P10275

N6mero de art6culo: CM0002775



Introducci6n

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el Receptor de Andr6genos humano (P10275), reactivo con humano, rat6n y rata. Adecuado para aplicaciones de WB, IP, IHC-P, IF-P, mIHC y ELISA en estudios de se6alizi6n androg6nica y c6ncer.

[Aprende m6s](#)

Par6metro	Valor
Nombre del producto	Androgen Receptor Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; Receptor de andr6genos
Especie	Humano
GeneID (Humano)	367
GeneID	367
Inmun6geno	P6ptido sint6tico
Origen	Conejo
Categor6a	Anticuerpos monoclonales
Aplicaci6n	WB, IP, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rat6n, Rata
SWISS	P10275
Peso molecular de la prote6na	99kDa
Env6o	Bolsa de hielo