


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Receptor De Andrógenos Para Wb, If/Icc, Elisa - P10275

Número de artículo: CM0023684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra receptor de andrógenos (AR) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Estudios de señalización de andrógenos y función de receptores nucleares. SWISS: P10275.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Androgen Receptor Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSP1; NR3C4; SMAX1; HUMARA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	367
GeneID	367
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 del receptor de andrógenos humano (NP_000035.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10275
Peso de la proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo