


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ang (Angiogenina) Para Wb Y Elisa - P03950

Número de artículo: CM0014199



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la angiogenina humana (ANG, RNase5). Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para estudios sobre angiogénesis, respuesta al estrés y transcripción de rRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	283
GeneID	283
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-147 de la ANG humana (NP_001136.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P03950
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo