


Anticuerpo Policlonal Anti-Ang Para Wb, If/Icc, Elisa - P03950

Número de artículo: CM0015458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la angiogenina humana (ANG/RNASE5), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de angiogénesis, respuesta al estrés y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	283
GeneID	283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-147 de la ANG humana (NP_001136.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03950
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo