


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Angiotensinógeno Para Wb, Elisa - P01019

Número de artículo: CM0002299



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el angiotensinógeno humano (AGT, Serpina A8). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del sistema renina-angiotensina en estudios de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-angiotensinógeno de conejo
Observaciones/Alias	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinógeno
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	183
ID del gen	183
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 del angiotensinógeno humano (P01019)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01019
Peso molecular de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo