


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Angpt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Número de artículo: CM0012106



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ANGPT1 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce ANGPT1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la angiogénesis, el desarrollo vascular y la biología endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ANGPT1
Observaciones/Alias	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	284
ID del gen	284
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 200-300 de ANGPT1 humano, Q15389)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15389
Peso de la proteína	58k Da
Envío	Bolsa de hielo