


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Angpt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Número de artículo: CM0028210



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Angiopoyetina-1 (ANGPT1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de angiogénesis y estabilidad vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANGPT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	284
GeneID	284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 277-498 de ANGPT1 humana (NP_001137.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15389
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo