


Anticuerpo Policlonal Anti-Angpt2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15123

Número de artículo: CM0013771



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ANGPT2 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Dirige al regulador de la angiogénesis angiopoietina-2 para investigación en biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANGPT2 Rabbit pAb
Notas/Alias	ANG2, AGPT2, LMPHM10, ANGPT2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	285
GeneID	285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 197-496 de la ANGPT2 humana (NP_001138.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	O15123
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo