


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Angpt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15123

Número de artículo: CM0003023



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ANGPT2 (angiopoyetina-2) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Reconoce una proteína de 57kDa. Útil para la investigación de angiogénesis y linfangiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ANGPT2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ANG2; AGPT2; LMPHM10; ANGPT2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	285
ID de Gen	285
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de ANGPT2 humana (O15123).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15123
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo