


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Angptl3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5C1

Número de artículo: CM0009856



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ANGPTL3 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con ANGPTL3 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del metabolismo de los lípidos, la angiogénesis y la biología de los adipocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ANGPTL3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ANL3; ANG-5; FHBL2; ANGPT5; ANGPTL3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	27329
ID de gen	27329
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ANGPTL3 humano (Q9Y5C1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5C1
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo