

Anticuerpo Policlonal Anti-Angptl4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By76

Número de artículo: CM0024109



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ANGPTL4 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo lipídico, angiogénesis y homeostasis de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANGPTL4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NL2, ARP4, FIAF, HARP, PGAR, HFARP, TGQTL, UNQ171, pp1158, ANGPTL4
Especie	Humano
GeneID	51129
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-170 de ANGPTL4 humano (NP_647475.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BY76
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo