

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Angptl5 Para Wb, Elisa - Q86Xs5

Número de artículo: CM0018540

Introducción

pAb de Conejo ANGPTL5 validado para WB y ELISA. Reacciona con ANGPTL5 humano, una glicoproteína secretada expresada principalmente en el corazón adulto. Ideal para investigación cardiovascular y estudios de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ANGPTL5
Observaciones/Alias	ANGPTL5
Especie	Humano
GeneID (humano)	253935
GeneID	253935
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-388 de ANGPTL5 humano (NP_835228.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86XS5
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo