

Anticuerpo Policlonal Anti-Angptl8 Para Wb, Elisa - Q6Uxh0

Número de artículo: CM0021527

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ANGPTL8 (betatrophina) humana, validado para WB y ELISA. Detecta ANGPTL8 humana, de ratón y de rata (~22 kDa). Herramienta clave para el estudio del metabolismo de los lípidos, la regulación de los triglicéridos y la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ANGPTL8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIFL; TD26; PRO1185; PVPA599; C19orf80; ANGPTL8
Especie	Humana
GeneID (Humano)	55908
GeneID	55908
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-198 de ANGPTL8 humana (NP_061157.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q6UXH0
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo