


Anticuerpo Policlonal Anti-Ank3 Para If/Icc, Elisa - Q12955

Número de artículo: CM0021412



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ANK3/Ankyrina-G humana, validado para IF/ICC y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en neurociencia, músculo y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ANK3
Observaciones/Alias	MRT37; ANKYRIN-G; ANK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	288
GeneID	288
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12955
Peso Proteico	480kDa
Envío	Bolsa de hielo