

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ankh Para Wb, Elisa - Q9Hcj1

Número de artículo: CM0028852

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ANKH de alta calidad validado para WB y ELISA. Dirigido al regulador de mineralización humana ANKH (Q9HCJ1), un transportador clave en estudios de calcificación ósea y articular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANKH Conejo pAb
Observaciones/Alias	ANK; CMDJ; HANK; MANK; CCAL2; CPPDD; SLC62A1; ANKH
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	56172
ID del Gen	56172
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-320 de ANKH humano (NP_473368.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCJ1
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo