

Anticuerpo Policlonal Anti-Ankhd1 Para Wb, Elisa - Q8lwz3

Número de artículo: CM0023143

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ANKHD1 para la detección de ANKHD1 humano (MASK) mediante Western blot y ELISA. Esta proteína de andamiaje está asociada con el fenotipo de células leucémicas y la regulación de la apoptosis. Ideal para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ANKHD1
Observaciones/Alias	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Especie	Humana
GeneID (humano)	54882
GeneID	54882
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1620-1800 de ANKHD1 humano (NP_060217.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8IWX3
Peso de la proteína	269 kDa
Envío	Bolsa de hielo