

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ankhd1 Para Wb Y Elisa - Q8Iwz3

Número de artículo: CM0027684

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ANKHD1 humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología celular de leucemia, apoptosis y proteínas de andamiaje.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ANKHD1
Observaciones/Alias	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Especie	Humano
GenelD (humano)	54882
GenelD	54882
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8Iwz3
Peso Proteico	269kDa
Envío	Bolsa de hielo