

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ankrd1 Para Wb, Elisa - Q15327

Número de artículo: CM0005691

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ANKRD1 validado para WB y ELISA. Reacciona con ANKRD1 humano y de ratón (36 kDa), una proteína de repetición de anquirina cardíaca implicada en la activación endotelial y la regulación génica cardíaca. Ideal para investigación de IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANKRD1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27063
GeneID	27063
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 del ANKRD1 humano (NP_055206.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15327
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo