

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ankrd1 Para Wb Y Elisa - Q15327

Número de artículo: CM0026991

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a ANKRD1 humano (proteína cardiaca de repetición anquirina). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación cardiovascular y endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANKRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27063
ID del Gen	27063
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de ANKRD1 humano (NP_055206.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15327
Peso Proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo