

Polymab® De Conejo Anti-Ankrd1 Para Wb Y Elisa - Q15327

Número de artículo: CM0006709

Introducción

PolymAb® de conejo Anti-ANKRD1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta ANKRD1 (CARP) humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción cardiac y marcador de activación endotelial. Adecuado para investigación en apoptosis y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolymAb® de conejo Anti-ANKRD1
Observaciones/Alias	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27063
GeneID	27063
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de ANKRD1 humano (NP_055206.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15327
Peso molecular de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo