

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ankrd46 - Q86W74

Número de artículo: CM0021211

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ANKRD46, apto para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de proteínas de membrana y repeticiones de anquirina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ANKRD46 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ANK-S; GENX-115279; ANKRD46
Especie	Humano
GeneID (humano)	157567
GeneID	157567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-232 de la proteína ANKRD46 humana (NP_001257308.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q86W74
Peso molecular de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo