

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ankrd52 Para Wb Y Elisa - Q8Nb46

Número de artículo: CM0024441

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ANKRD52 humano, una subunidad reguladora putativa de PP6. Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ANKRD52
Observaciones/Alias	ANKRD33; ANKRD52
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	283373
ID del Gen	283373
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-660 de ANKRD52 humano (NP_775866.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NB46
Peso Molecular de la Proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo