


Anticuerpo Monoclonal Anti-Anexina A11 Para Wb, Elisa - P50995

Número de artículo: CM0002326



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Anexina A11 humana, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Adecuado para especies humanas y de ratón. Detecta una banda de 54 kDa. Ideal para estudios de ciclo celular y citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anexina A11 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Anexina A11
Especie	Humana
GeneID (Humano)	311
GeneID	311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 276-505 de la Anexina A11 humana (NP_001148.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50995
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo